

MEDSURF

DETERGENT DÉSINFECTANT NEUTRE

POUR LE BIONETTOYAGE DES SURFACES ET DES SOLS

Actif sur *Clostridium difficile* et virus enveloppés.



FORMULE

Concentré à diluer.

Composition: Poly(oxy-1,2-ethanediyl)alpha-[2-(didecymethylammonio)ethyl]-omega-hydroxypropanoate (1:1) (SALT) [CAS : 94667-33-1] : (5,4% m/m), huiles essentielles de menthe.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Se référer à la fiche de données de sécurité et à l'étiquette du produit avant toute utilisation.

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précautions.

CONDITIONNEMENT

REF : DE214

Bidon 5L.

Carton de 4 bidons.

Palette de 40 cartons.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

PH Neutre (PH à 0,25%: 6,6 / PH à 2%: 7,2/ PH à 10%: 7,4)

Produit biocide TP2 et TP4 (Désinfectants pour les surfaces, matériaux, équipements et mobiliers avec et sans contact direct avec les denrées alimentaires ou aliments pour animaux).

EAN13: 3615240000214

Produit fabriqué en France.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Activité	Normes	Concentration	Temps de contact
BACTÉRICIDE	EN 13727, EN13727 sur VRE	0,25%	5 minutes
	EN 1276, EN 13697	1%	5 minutes
	EN 16615	0,25%	15 minutes
LEVURICIDE	EN 13624, EN13624 sur <i>Candida auris</i>	0,25%	5 minutes
	EN 1650	0,5%	5 minutes
	EN 13697	1%	5 minutes
	EN 16615	0,25%	15 minutes
FONGICIDE	EN13697	2%	10 minutes
	EN 1650	2%	15 minutes
VIRUCIDE	EN 14476 sur PRV (modèle hépatite B)	0,25%	1 minute
	EN 14476 sur HIV		15 minutes
	EN 14476 sur Rotavirus EN 14476 sur virus enveloppés, Vaccinia Virus	0,25% / 0,5%	10 minutes / 5 minutes
SPORICIDE	EN 13704 sur <i>Clostridium difficile</i>	1%	15 minutes
	EN 13726 sur <i>Clostridium difficile</i>		

MODE D'EMPLOI

Porter des équipements de protection individuels adaptés.

Utilisation en milieu médical :

Diluer 20 ml de MEDSURF pour 8 litres (0,25%) d'eau du réseau et homogénéiser la solution.

Utilisation en milieu alimentaire, industriel, collectivités :

Diluer 80 ml de MEDSURF pour 8 litres (1%) d'eau du réseau et homogénéiser la solution (160ml de MEDSURF pour 8 litres d'eau (2%) pour une activité fongicide.

Pour le nettoyage du sol :

Plonger le balais (à franges démontable, à lavette, à raclette...) dans le seau. Nettoyer le sol en faisant un geste de va et vient horizontal. Le temps de contact doit être conforme à l'activité antimicrobienne recherchée.

Pour le nettoyage des surfaces :

Imprégner une lingette non-tissée avec la solution. Nettoyer la surface en faisant un geste de va et vient horizontal. Le temps de contact doit être conforme à l'activité antimicrobienne recherchée.

Ne pas rincer sauf indications contraires du fabricant du revêtement traité ou pour les surfaces en contact avec la peau, les muqueuses les aliments).