

SKINOCEL +

GEL DESINFECTANT HYDROALCOOLIQUE

Activité virucide complète (virus nus et enveloppés en 30 secondes).

Sans colorant et sans parfum.



DESTINATION

Pour la désinfection chirurgicale des mains par friction.

MODE D'EMPLOI

Enlever tous les bijoux. Nettoyer et sécher les mains.

Traitement hygiénique des mains par friction :

- 1- Mettre du gel dans la paume d'une main
- 2- Frictionner doucement jusqu'aux poignets selon les étapes décrites dans la norme EN 1500.
- 3- Renouveler l'opération autant que nécessaire pour que le temps total d'humidification soit de 30 s avec la quantité nécessaires de Skinogel +.

Désinfection chirurgicale des mains par friction :

- 1- Mettre du gel dans la paume d'une main
- 2- Frictionner doucement en incluant les avant-bras selon les étapes décrites dans la norme EN 12791.
- 3- Renouveler l'opération autant que nécessaire pour que le temps total d'humidification soit de 90 s avec la quantité nécessaires de Skinogel+.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Activités	Normes	Souches	Temps de contact
Bactéricide	EN 13727	<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Enterococcus hirae</i> .	30 secondes
	EN 13727	<i>Enterococcus faecium</i> VRE	30 secondes
Levuricide	EN 13624	<i>Candida albicans</i>	30 secondes
	EN 13624	<i>Candida auris</i>	30 secondes
Fongicide	EN 13624	<i>Aspergillus brasiliensis</i>	30 secondes
Virucide	EN 14476	<i>Adenovirus</i> , <i>Norovirus</i> , <i>Poliovirus</i> , <i>Vaccinia Virus</i>	
Mycobactéricide	EN 14348	<i>M.avium</i>	30 secondes
		<i>M.terrae</i>	30 secondes
Traitement hygiénique	EN 1500	<i>Escherichia coli</i> K12	30 secondes
Désinfection chirurgicale	EN 12791	Flore naturelle de la main	90 secondes

Produits biocides TP1 (Produits biocides destinés à l'hygiène humaine). Produits fabriqués en France. Produits destinés aux professionnels.

FORMULE

Composition :
Alcool éthylique 70% (m/m), Glycérine végétale
Agent épaississant

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se référer à la fiche de données de sécurité.

CONDITIONNEMENTS

REF : 10794763 - Carton de 500 unidoses 3ml
 REF : 10794172 - Carton de 30 flacons de 100ml
 REF : 1079451 - Carton de 8 flacons Crystal 500ml pompe
 REF : 10794165 - Carton de 12 flacons 500ml pompe
 REF : 1079457 - Carton de 6 flacons 1 L pompe
 REF : 1079416 - Carton de 12 flacons 1 L airless
 REF : 1079420 - Carton de 4 bidons 5 L

REF : 1085301 - Support mural inox pour flacon 1L airless
 REF : 1089401 - Support caréné pour flacon 1L airless